



Машинная обработка инструментария

ERIDEKO 11



Описание:

«Эридеко 11» представляет собой прозрачный жидкий концентрат не содержащий щелочь и фосфаты.

Свойства:

Средство эффективно удаляет кровяные и белковые загрязнения.

Состав:

EDTA	5-15 %	- щелочные соли смягчают воду и
NTA	5-15 %	удерживают загрязнения в воде
ПОЛИКАРБОКСИЛАТ	< 5 %	- расщипляет загрязнения
МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ	<5 %	- щёлоч, защищает от коррозии
РАБОЧИЙ РАСТВОР pH	- 11	

Применение:

Предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, принадлежности наркозно-дыхательной аппаратуры) механизированным способом. Предназначено для машин как имеющих дозирующее устройство так и не имеющих его.

Рабочий раствор средства - 0,3 % по препарату.

Указания по применению и меры предосторожности подробно изложены в инструкции по применению.

Упаковка:

5 л

Хранение:

3 года.

