



ERINOX



Описание: «Эринокс» представляет собой прозрачный бесцветный концентрат без запаха

Свойства: Безопасное средство, обладает хорошими моющими свойствами, не корродирует металлы, не повреждает термолабильные материалы. Эффективно удаляет все виды загрязнений Рабочие растворы 1-2 % . По параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ. Изначально разработан для ручной очистки эндоскопов

Состав:

Анионные поверхностно – активные вещества (АПАВ) – 12 %	очиститель
Неионогенные поверхностно – активные вещества (из них анионных – менее 5 %)	очиститель
Триэтаноламин – менее 5 %	защищает от коррозии
Бутилгликоль – менее 5 %	жировой растворитель - усилитель очистки, важен для очистки труднодоступных мест
Консервант	
pH рабочих растворов - 9	

Применение: Средство предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических (включая микрохирургические) и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов ручным и механизированным (с применением ультразвука) способами;
 -- для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом;
 -- для окончательной очистки эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ)

Упакова: 1 л
5 л

Хранение: 3 года

