



## ERISAN PREDES



### Описание:

«Предез» бесцветный и цветной представляет собой готовые к применению растворы в виде прозрачной и окрашенной жидкости с характерным спиртовым запахом.

### Свойства:

Средство обладает **бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной** (тестировано на вирусе гепатита В и ВИЧ) и **фунгицидной** (в отношении дрожжеподобных грибов) активностью.

### Состав:

Изопропанол 65% -бесцветный; 60%- цветной  
Вода  
Содиум натрия  
Молочная кислота

«Предез» цветной содержит используемые в косметологии красители:  
CI 16185 красный  
CI 19140 жёлтый

Через индикатор цвета хорошо видны кровеносные сосуды и структура кожи, краска хорошо смывается.  
Для изменения окраски цветной препарат можно разводить бесцветным.

### Применение:

Средство «Предез цветной» предназначено для обработки локтевых сгибов доноров, а также для обработки кожи операционного и инъекционного поля пациентов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

#### **Обработка локтевых сгибов доноров и кожи операционного поля:**

- кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки – 2 мин.

#### **Обработка инъекционного поля, в том числе места прививки:**

- кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки – 20 сек.

Подробная информация о препарате, его применении и мерах безопасности указана в инструкции по применению средства

### Упакова:

3 x 5 л канистра - бесцветный  
6 x 1 л ёмкость - бесцветный  
6 x 1 л ёмкость - цветной (\* содержит средства 950 мл)

### Хранение:

3 года .

### Производитель:

Финляндия

